



GYENNO lusikka

– eikä käden vapina enää häiritse ruokailua

vähemmän vapinaa vähemmän stressiä

Käsien vapina aiheuttaa toiminnallista ja sosiaalista haittaa. Gyenno-lusikka vähentää ruokailuhetkiin liittyvää stressiä, kohentaa elämänlaatua ja lisää itseluottamusta.

360°-stabilisaattori tasoittaa 85 % tahdottomasta vapinasta. Oppiva käyttöjärjestelmä erottaa käden tahattomat liikkeet ja reagoi niihin nopeasti ja tarkasti.

85 %

turvalliset materiaalit

Tritan™-kuori

- BPA-vapaata polykarbonaattia
- sileä ja kolhunkestävä

Silikonikaulus

- sairaalatasoinen koostumus
- antibakteerinen
- turvallinen elintarvikekäytössä

Vaihtopää

- ruostumatonta terästä



helppo

ON tai OFF

Reagoi käden vapinaan.

Siirtyy valmiustilaan,
kun laitetta ei käytetä.

Pieni virrankulutus
ja kestävä akku.



mukava

Huippulaatua pienessä koossa!
Painaa vain 130 g!

Yksinkertainen
ergonominen
muotoilu.

Älykästä teknologiaa.

ylivertainen käyttäjäkokemus

Gyeno-lusikoiden teknisessä toteutuksessa on käytetty sähköistä magneettia.
Jos sinulla on sydämentahdistin, EI lusikan käyttö siinä tapauksessa ole suositeltavaa.



täydellä akulla

- 3 aterialla päivässä
- 180 minuuttia



Akun merkkivalo. Lisävarusteena vaihdettava akku.

A hand blender with a white body and a light brown top section is shown with a silver fork attachment. The blender is positioned diagonally across the frame. In the background, there is a white bowl filled with yellow porridge and a silver spoon. To the left, a white plate with a gold border contains several red cherry tomatoes and a slice of orange. The brand name 'GYEND' is visible on the side of the blender's handle, and a green power button is located at the bottom.

vaihtopäät
helppo vaihtaa
ja puhdistaa

**lisävarusteena
haarukka**



Laite on testattu ja se täyttää alla mainitut määräykset
(vaatimuksenmukaisuustodistukset):

FCC-sääntöjen osa 15:2016, B-luokka
IEC 60335-1:2010 (sis. korjaukset 1:2010, 2:2011, A1:2013)
EMC-direktiivi 2014/30/EU
LVD-direktiivi 2014/35/EU

EN-Apuvälineet
Osmo Koivisto
Sillankorvankatu 25
05810 Hyvinkää
www.en-apuvälineet.fi
p. 019 469 312